

EasyNeb 3

Aerosol elettronico
silenzioso e portatile

Silent and handy electronic
nebulizer



Regolatore di flusso
Flow regulator



**Comodo pulsante di
avvio e spegnimento**
Convenient On - Off
button



**Ricca dotazione
di accessori**
Rich supply of
accessories



**La terapia dell'apparato
respiratorio**

The respiratory therapy

50

years of italian excellence
anni di eccellenza italiana

www.flaem.it

EasyNeb 3

Aerosol elettronico silenzioso e portatile

Silent and handy electronic nebulizer

Made in Italy



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Alimentazione - Potenza Power supply	Alimentatore / Power supply	In 100 - 240 V 50/60 Hz Out 15 Vdc
	Apparecchio / Nebulizer	12 - 15 Vdc
Frequenza del trasduttore / Transducer frequency		2,4 MHz
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)		Meno di 50 dBA / Less than 50 dBA
Dimensioni apparecchio / Device dimensions		7 (L) x 4 (P) x 21 (H) cm / 7 (length) x 4 (width) x 21 (height) cm
Peso apparecchio / Device Weight		280 g
Dimensioni borsello / Carrying bag dimensions		20 (L) x 13 (P) x 13 (H) cm / 20 (length) x 13 (width) x 13 (height) cm
Peso total (apparecchio, borsello, batterie e accessori) Total weight (device, carrying bag, batteries and accessories)		1 kg
Spegnimento automatico Automatic switch off		Dopo 10 minuti o al termine del medicinale After 10 minutes or no medication present
Led con indicazione di funzionamento: On/off LED:		Verde ON / Verde lampeggiante OFF (assenza farmaco) Green ON / Green blinking OFF (no medication)
Presenza aria esterna con regolazione del flusso / External air inlet with flow regulation		

Omologazioni
Approvals



Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230V - 50Hz) / In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V - 50 Hz unit only)



In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione / Nebulisation technical features

Erogazione Massima / Maximu Delivery rate	≥ 0.45 ml / min' (1)	(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori indicati per l'erogazione di aerosol possono variare a seconda della capacità respiratoria del paziente / Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patient's respiratory capacity
MMAD	4.4 µm approx (2)	(2) Dati calcolati in base ai valori ottenuti con il Malvern Spraytec e comparati con i valori dei test eseguiti in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1 / Data calculated on the basis of the values obtained with Malvern Spraytec, and compared with the values of the tests performed in compliance with the European Standard EN 13544-1 for aerosol therapy units.
Frazione respirabile < 5 µm Breathable fraction < 5 µm (FPF)	58% approx (2)	
Capacità massima / Maximum Fill Volume	8 ml	

Accessori / Accessories

- Boccaglio / Mouthpiece
- Nasale adulto / Adult nasal prong
- Nasale pediatrico / Child nasal prong
- Borsello / Carrying bag

Accessori opzionali / Optional accessories

- Cavo alimentaz. da presa accendisigari 12V / Cigarette-lighter cord, 12V
- Set Pediatrico con: tubo di estensione, mascherina pediatrica
Paediatric kit with: connection tube, child mask

Easy Neb 3

Codice / Code	E312E21
Modello / Model	EASYNEB 3
Imballo / Master carton	8 pz. / 8 pieces



Per saperne di più



To know more



16887BO © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2020 - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante / Manufacturer
FLAEM NUOVA S.p.A
 Via Colli Storici, 221-223-225
 25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
 Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
 E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
 è un'azienda con sistema di qualità certificato
 Company with certified quality system